





medi-matic® für die Urologie

Auch in der Urologie und Urodynamik überzeugt der medi-matic® Untersuchungsstuhl durch spezialisiertes und durchdachtes Zubehör.

medi-matic® 

Zusätzliches Zubehör für die Urologie, Urodynamik

Modell-Nr. Beschreibung



101.4940.0 Kreiselspülung

für Modelle 115.7250.1 und 115.7550.1, großes rundes Becken Ø 360 mm, aus Chromnickelstahl 18/10, auszieh- und schwenkbar, in jeder Stellung arretierbar. Hygienische Ausführung ohne Rand. Geruchverschluss bauseits durch Wand- oder Bodensiphon. Wasserzulauf aktivierbar über Taster in Fußbedienung und in der Handbedienung. Ablauf über hochflexiblen Schlauch und Rohrstützen, Ø 40 mm. Die Kreiselspülung entspricht der DIN EN 1717. Hiergegen entfällt das serienmäßige Spülbecken aus Kunststoff. (Nachrüstung nicht möglich, nicht einsetzbar in Verbindung mit Sitzheizung 101.4620.1). Lieferung inkl. Schutzbezug 101.4810.1 für Sitzpolster.

101.4990.0 Kreiselspülung

für Modell 115.7150.1, Ausführung wie 101.4940.0, jedoch Wasserzulauf aktivierbar über Fußverkleidung.



100.1840.0 Auffangsieb

rund, aus Chromnickelstahl, für Kreiselspülung.



101.4970.0 Halterung

aus Chromnickelstahl zur seitlichen Ablage des Kreiselspülbeckens.
(links/rechts montierbar)



Modell-Nr. Beschreibung

101.2020.0 Spülbecken
 aus Chromnickelstahl 18/10, Breite 350 mm,
 Länge 325 mm, Tiefe 65 mm,
 mit Abfluss, Stopfen und Schlauch 3/4", 1.200 mm lang.
 Hiergegen entfällt die serienmäßige Sekretschale aus
 Kunststoff. Lieferung inkl. Schutzbezug 101.4810.1 für
 Sitzpolster.

100.1350.0 Eimer
 12 Liter, aus Chromnickelstahl 18/10, mit Deckelausspa-
 rung für Schlaucheinlass.



101.6600.0 Aufnahmerinne mit Ablauf für Flüssigkeiten
 aus Chromnickelstahl, zur Montage hinter dem Sitzteil.



101.4950.0 Spezialsitzpolster
 für Urodynamik, Breite 585 mm, Länge 350 mm.
 Hiergegen entfällt das serienmäßige Sitzpolster.

101.4960.0 Sitzteilverlängerung
 2-teilig, für Urodynamik, Polstermaße jew. 220 mm
 breit und 150 mm lang. (zusätzliche Seitenschiene
 101.1390.0 berücksichtigen)

medi-matic® CE MD

Zusätzliches Zubehör für die Urologie, Urodynamik

Modell-Nr. Beschreibung



101.4980.0 Stützbügel
für 80° Stellung des Rückenpolsters.



101.1380.0 Seitenschienen (Paar)
Chromnickelstahl, 25 × 10 mm, 480 mm lang,
am Rückenteil zur Aufnahme von Zubehör
(nicht nachrüstbar).

Hinweis: Untersuchungsstühle, die mit den Seitenschienen 101.1380.0 am Rückenteil ausgestattet sind, erhalten ein Rückenteilpolster, das seitlich mit dem Rahmen abschließt.

Armauflagen, Infusionsstangen und weiteres Zubehör zur Seitenschienenbefestigung finden Sie im OP-Zubehörcatalog Nr. 92.



101.1390.0 Seitenschienen (Paar)
Chromnickelstahl, 25 × 10 mm, 150 mm lang,
für das Sitzteil, bei Verwendung von 101.4420.1 oder
101.4550.0, zur Anbringung der Sitzteilverlängerung
101.4960.0. (nicht nachrüstbar)



Modell-Nr. Beschreibung

101.4930.0 Potentialausgleichsbuchse



medi-matic® CE^{MD}
Ausrüstungsvorschläge für die Urologie

Modell-Nr.	Beschreibung	115.7150.1	115.7250.1	115.7550.1
1 x 101.3720.0	Kopfpolster	●	●	●
1 x 101.4900.0	2 Steckdosen	●		
1 x 101.6800.0	2 Steckdosen		●	●
Zubehör wahlweise:				
1 x 101.4990.0	Kreiselspülung	●		
1 x 101.4940.0	Kreiselspülung		●	●
1 x 100.1840.0	Auffangsieb	●	●	●
1 x 101.6600.0	Aufnahmerinne	●	●	●
alternativ:				
1 x 101.2020.0	Spülbecken mit Ablaufschlauch	●	●	●
1 x 100.1350.0	12 Liter Eimer	●	●	●
1 x 101.6600.0	Aufnahmerinne	●	●	●
Beinlagerungssysteme wahlweise:				
2 x 101.2270.0	Beinhalter nach Göpel (Stück)	●	●	
2 x 101.1670.0	Spannkloben, drehbar	●	●	
1 x 101.1370.0	Seitenschienen	●	●	
2 x 101.1580.0	Handgriffe	●	●	
alternativ:				
1 x 101.4550.0	Beinhalter nach Göpel (Paar)	●	●	●
1 x 101.1380.0	Seitenschienen	●	●	●
1 x 101.0019.0	Armauflage	●	●	●



medi-matic® 

Ausrüstungsvorschläge für die Urodynamik

Modell-Nr.	Beschreibung	115.7150.1	115.7250.1	115.7550.1
1 x 101.4950.0	Spezialpolster	●	●	●
1 x 101.1390.0	Seitenschiene (Paar)	●	●	●
1 x 101.4960.0	Sitzteilverlängerung (2-teilig)	●	●	●
1 x 101.4970.0	Halteung ³ (Stück)	●	●	●
1 x 101.4980.0	Stützbügel (Stück)	●	●	●
Beinlagerungssysteme wahlweise:				
2 x 101.2270.0	Beinhalter nach Göpel (Stück)	●	●	
2 x 101.1670.0	Spannkloben, drehbar (Stück)	●	●	
1 x 101.1370.0	Seitenschiene (Paar)	●	●	
2 x 101.1580.0	Handgriffe	●	●	
alternativ:				
1 x 101.4420.1	Fußstützen (Paar)	●	●	●
alternativ:				
1 x 101.4550.0	Beinhalter nach Göpel (Paar)	●	●	●
1 x 101.1380.0	Seitenschiene (Paar)	●	●	●
1 x 101.0019.0	Armauflage (Stück)	●	●	●

³Hinweis: Diese Halteung zur seitlichen Ablage des Kreiselspülbeckens berücksichtigen bei Verwendung der Kreiselspülung 101.4940.0 oder 101.4990.0.